

Vaporizador Penlon Sigma Delta

SOLUCIONES DE ANESTESIA

- ◆ Múltiples opciones de agentes y bloques de llenado
- ◆ Cinco tipos de montaje incluyendo el Sistema Dräger con Auto-Exclusion
- ◆ Performance optima, especialmente a bajos flujos
- ◆ Libre de mantenimiento*
- ◆ De bajo peso



Vaporizador Penlon Sigma Delta

SOLUCIONES DE ANESTESIA




El vaporizador Sigma Delta entrega concentraciones exactas de agente bajo diversas condiciones de flujo y temperatura, particularmente a bajos flujos


Tipo de Vaporizador	Sevoflurano 8% Tipo de llenado			Isoflurano 5% Tipo de llenado		Halotano 5% Tipo de llenado	
	Llenado directo	Llenado con tubo específico	Quik-Fit	Llenado directo	Llenado con tubo específico	Llenado directo	Llenado con tubo específico
Compatible con Selectatec con Interlock (o seguro lateral)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible con Dräger Plug-In con Interlock (o seguro lateral)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible con Dräger con Auto Exclusion*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conexion lateral de 23 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible con el sistema Dräger Norte Americano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- ◆ Llenador con tubo específico, Quik-Fill o Llenado directo
- ◆ Sevoflurano, Isoflurano y Halotano
- ◆ Selectatec®, Dräger Plug-In®, Dräger Auto-Exclusion®†, North American Dräger, Cagemount (o anclaje directo)
- ◆ Diseño galardonado internacionalmente reconocido


Grafica de Performancia tipica




Sistemas de montaje de barra posterior




Compatible con Selectatec con Interlock (o seguro lateral)




Compatible con Dräger Plug-In con Interlock (o seguro lateral)



Compatible con Dräger con Auto-Exclusion*



Conexion lateral de 23 mm



Compatible con el sistema Dräger Norte Americano



facebook.com/PenlonGlobal



linkedin.com/company/penlon-ltd



twitter.com/PenlonGlobal



Doc No. SD0521SL-EZ / noviembre 2021. Penlon, InterMed y Sigma Delta son marcas registradas de Penlon Limited. Todas las demas marcas son propiedad de sus respectivos dueños. *Asume diez años de vida útil del producto requiriendo ningun servicio de mantenimiento preventivo. Es recomendado que un servicio sea realizado cada diez años. Vaporizadores de Halotano requieren un servicio completo cada cinco años. †Auto Exclusion no disponible en los Estados Unidos.

Parte del Grupo InterMed. © Penlon Ltd. 2021 Derechos reservados

Penlon Limited
Abingdon Science Park
Barton Lane, Abingdon
OX14 3NB, UK

General
t +44 (0) 1235 547000
f +44 (0) 1235 547041
w www.penlon.com

Ventas Internacionales
t +44 (0) 1235 547001
f +44 (0) 1235 547021
e international.sales@penlon.com

Ventas en GB
t +44 (0) 1235 547036
f +44 (0) 1235 547023
e uk.sales@penlon.com

Asistencia tecnica
t +44 (0) 1235 547060
f +44 (0) 1235 547061
e tech.support@penlon.com

EC REP

OBELIS S.A.
Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels
Belgium